



## ASEPITO A

Lotion désinfectante fraîche et rapide destinée à une application sur la peau (p.e. mains) et les petites surfaces résistantes (p.e. lunette WC, lavabo...).

Active en 30 secondes sur les virus enveloppés (grippaux, coronavirus), bactéries standards, levures et champignons.

S'adresse à tous et s'utilise quotidiennement. ECO-LABEL. Pharmacode N° 7774692

[MSDS EN](#)

### Référence Emballage

106538 FC 250ML

106537 FC 1L

106535 BB25L

106749 FC 500ML avec pompe

105571 BB5L



Densité	COV%	pH
0.840	76.0	

## Domaine d'utilisation

L'ASEPITO A est une formulation équilibrée désinfectante destinée à une application fréquente et répétitive sur la peau (principalement les mains).

Il s'adresse à tous et peut être utilisé journallement.

L'ASEPITO A est indispensable dans tous les domaines suivants:

- santé publique comme hôpitaux, cabinets médicaux, homes, jardins d'enfants, crèches, ...
- laboratoires, cuisines, cantines, restaurants, ...
- collectivités et autres services de l'Etat.
- administration et services tertiaires.
- industries, bâtiments, garages, ...

## Mode d'emploi

### Dosage conseillé

1 dose de 3ml d'ASEPITO A pur (ne pas diluer) pour une application de désinfection des mains.

### Utilisation recommandée

Manuelle avec la solution pure soit par prélèvement direct du contenant, soit par l'intermédiaire d'un flacon doseur. En raison de son côté inflammable, ne traiter que des surfaces réduites et non-chaudes.

Les surfaces traitées doivent rester humides pendant toute la durée d'action.

### Etapes préconisées

Lors de l'application sur les mains, on prendra soin de l'enduire même sous les ongles et jusqu'aux poignets. Il sèche rapidement et ne nécessite pas de rinçage.

### Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

## Propriétés

---

Composition : Alcool éthylique, agents hydratant et épaississant, essence parfumée, colorant, eau déminéralisée.

L'ASEPTO A peut être utiliser quotidiennement.

Efficacité désinfectante avec durée d'application validée par l'OFSP:

- Activité bactéricide (*Salmonelles, Listéria, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Campylobacter*): 30 secondes.
- Activité mycobactéricide: 60 secondes
- Activité fongicide (*Levures-Champignons*): 30 secondes
- Activité virucide (*Virus enveloppés comme Grippe, Coronavirus*): 30 secondes

Préalablement à son utilisation, il est recommandé d'effectuer un nettoyage soigné des mains avec un savon.

## Informations / Homologation / Recyclage

---

Dangers utilisateurs: Produit inflammable.Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Irritant sur plaies ouvertes.

Biocides destinés à l'hygiène humaine (TP1). Autorisation fédérale N° CHZN1809. Substances actives = Ethanol > 70%.

Pour professionnels et privés.

N° Code déchets VEVA/OMoD (CH): 07 07 04

---

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.